

# SPRZĘT STOMIJNY

## sprzęt 2-częściowy Flexima® 3S

**PROSTY!** Ustawia się we właściwym położeniu!

- Proste pozycjonowanie: 3 etapy dopasowywania
  - 1 Umieść wypustkę worka w szczelinie płytki
  - 2 Wsuń spód pierścienia w kryzę i przesuwaj łączenie ku górze
  - 3 Zablokuj systemem zabezpieczającym
- Różnorodne orientacje: 3 możliwe położenia worka, w zależności od ukształtowania ciała

